

TEST DE GRAHAM (Para 1, 2 o 3 muestras) (I-021)

Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado **Test de Graham**. Este examen sirve para establecer la presencia del parásito intestinal **Enterobius Vermicularis**, determinación que permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras le entregarán 1 set que contiene 5 láminas de vidrio, las que tienen adherida una cinta engomada transparente (scotch) para la obtención de la muestra.

El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo que debe leer las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomarlas.

Requisitos:

- Retire el material en la Unidad de Toma de Muestras.
- **Evite la aplicación en la zona anal de ungüentos y talco** la noche anterior a la toma de muestra.
- Las muestras deben ser recolectadas a **primera hora de la mañana**.
- En lo posible las muestras deben ser recolectadas por otra persona.
- No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios al menos los **últimos 3 días** anteriores al examen.
- Las muestras no deben contener restos fecales.

Recolección de la(s) muestra(s):

- Las muestras deben recolectarse a **primera hora del día**, antes del aseo matinal y antes de orinar y/o defecar.
- En caso de que la zona anal ya se encuentre contaminada con deposición, no será posible recolectar la muestra ese día. En el caso de niños pequeños que defecan generalmente a la misma hora, debe programarse la recolección previamente para el día siguiente.
- Tome una placa de vidrio del set, desprenda la cinta engomada de la lámina, luego adhiera y retire varias veces la parte engomada en la zona anal y perianal (alrededor del ano).
- Vuelva a pegar la cinta engomada lo más estirada posible, evitando la formación de pliegues, sobre la lámina de vidrio.
- Devuelva la lámina al set, ubicándola en la ranura correspondiente.
- Repita el procedimiento al día siguiente, utilizando una placa nueva por día hasta completar las 5 muestras.

Traslado de la muestra:

- Transporte cuidadosamente hacia la Unidad de Toma de Muestras, tan pronto como haya finalizado la recolección de todas las muestras. Evite golpes y caídas, dado que el material es de vidrio.
- Mantenga las muestras a temperatura ambiente durante el traslado.

NOTA: Asegúrese de revisar el material antes de comenzar la recolección de las muestras: cada caja o set contiene 5 láminas de vidrio envueltas en papel.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos al fono 55-2468152 - 55-2468100